

GELBACT LOTION

LOTION DÉSINFECTANTE SURFACES



Cette lotion pour surfaces assure un nettoyage efficace et une désinfection optimale des surfaces du quotidien.

Sa formule active élimine bactéries, germes et micro-organismes, contribuant à maintenir un environnement propre et sain.

Facile à appliquer, elle agit rapidement sans laisser de traces, et convient à de nombreuses surfaces telles que les plans de travail, poignées de porte, tables, équipements et surfaces lavables.

Usage biocide TP02-TP04 Désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier avec ou sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux

DOMAINE :

- > Collectivités
- > Industries, Transports
- > Commerçants
- > Lieux publics

CARACTÉRISTIQUES BIOCIDES

- > Matière active biocide : éthanol CAS N°64-17-5 70% m/m
- > Produit déclaré auprès de l' ANSES sous le numéro 63322
- > Analyse laboratoire accréditée COFRAC N°1-2351

MODE D'EMPLOI :

- Appliquer ou pulvériser sur les surfaces portes, poignées, plans de travail, tables, ordinateur, rampes d' escalier, bureaux, chaises, etc.....Bien répartir sur les supports.
- Laisser agir de 30 secondes à 5 minutes suivant la norme, laisser s' évaporer ou essuyer avec un chiffon propre sans rinçage.
- Peut être utiliser sur les mains et entre les doigts, au niveau des ongles et sur le dos de la main

NORMES :

VIRUCIDE NF EN 14476+A2 , conditions de propreté en 5 minutes à 20°C sur souches :

- Adénovirus, Norovirus murin
- Virus modèle de la vaccine (référence virus enveloppés tels que Coronavirus, grippe...)

VIRUCIDE NF EN 14476+A1 conditions de propreté en 30 secondes à 20°C sur souche :

- influenza A grippe H1N1

BACTERICIDE NF EN 13697+A1 (Juillet 2019) conditions de propreté en 5 minutes à 20°C sur souches :

- Staphylococcus aureus CIP 4.83 (ATCC 6538)
- Pseudomonas aeruginosa CIP 103.467 (ATCC 15442)
- Escherichia coli K12 NCTC 10538
- Enterococcus hirae CIP 58.55 en 1 minute à 20°C

FONGICIDE NF EN 13697+A1 (juillet 2019) conditions de propreté en 5 minutes à 20°C sur souches :

- aspergillus brasiliensis ATCC 16404

LEVURICIDE NF EN 13697+A1 (Juillet 2019) conditions de propreté en 1 minute à 20°Csur souches :

- Candida albicans ATCC 10231

CONDITIONNEMENT

Flacon 150ml - 250ml - 300ml
Spray 500ml - 750ml
Bidon 1L -5L - 30L

STOCKAGE

Protéger du rayonnement solaire.
Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F

PRECAUTIONS :

Produit inflammable. Ne pas vaporiser vers une flammes. Produit biocide, ne pas mélanger avec d'autres produits. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.