

GELBACT LINGETTES

LINGETTES DÉSINFECTANTE SURFACES



Lingettes imprégnées d'une solution désinfectante pour l'antisepsie rapide des mains objets et surfaces

Sa formule active élimine bactéries, germes et micro-organismes, contribuant à maintenir un environnement propre et sain.

Facile à appliquer, elle agit rapidement sans laisser de traces, et convient à de nombreuses surfaces telles que les plans de travail, poignées de porte, tables, équipements et surfaces lavables.

Usage biocide TP02-TP04 Désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier avec ou sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux

DOMAINE :

- > Collectivités
- > Industries, Transports
- > Commerçants
- > Lieux publics

CARACTÉRISTIQUES BIOCIDES

- > Matière active biocide : éthanol CAS N°64-17-5 70% m/m
- > Produit déclaré auprès de l'ANSES sous le numéro 63322
- > Analyse laboratoire accréditée COFRAC N°1-2351

MODE D'EMPLOI :

- Frotter sur les surfaces portes, poignées, plans de travail, tables, ordinateur, rampes d'escalier, bureaux, chaises, etc.....Bien répartir sur les supports.
- Laisser agir de 30 secondes à 5 minutes suivant la norme, laisser s'évaporer ou essuyer avec un chiffon propre sans rinçage.
- Peut être utiliser sur les mains.

NORMES :

VIRUCIDE NF EN 14476+A2 , conditions de propreté en 5 minutes à 20°C sur souches :

- Adénovirus, Norovirus murin
- Virus modèle de la vaccine (référence virus enveloppés tels que Coronavirus, grippe...)

VIRUCIDE NF EN 14476+A1 conditions de propreté en 30 secondes à 20°C sur souche :

- influenza A grippe H1N1

BACTERICIDE NF EN 13697+A1 (Juillet 2019) conditions de propreté en 5 minutes à 20°C sur souches :

- Staphylococcus aureus CIP 4.83 (ATCC 6538)
- Pseudomonas aeruginosa CIP 103.467 (ATCC 15442)
- Escherichia coli K12 NCTC 10538
- Enterococcus hirae CIP 58.55 en 1 minute à 20°C

FONGICIDE NF EN 13697+A1 (juillet 2019) conditions de propreté en 5 minutes à 20°C sur souches :

- aspergillus brasiliensis ATCC 16404

LEVURICIDE NF EN 13697+A1 (Juillet 2019) conditions de propreté en 1 minute à 20°Csur souches :

- Candida albicans ATCC 10231

CONDITIONNEMENT

Boîte de 150 lingettes

STOCKAGE

Dans leur emballage fermé les lingettes se conservent 24 mois à l'abri de la chaleur, dans les conditions normales de températures

PRECAUTIONS :

Produit inflammable. Ne pas vaporiser vers une flammes. Produit biocide, ne pas mélanger avec d'autres produits. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit.
Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances et certains éléments sont susceptibles d'être modifiés.

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

ADMC : Z.I. Arras Est 62223 SAINT LAURENT BLANGY Tél : 03 21 07 85 76 - Email : contact@sas-admc.fr

Formulateur à façon de produits d'hygiène et d'entretien spécifiques

